

# Handbuch

## Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres H2Boosters!

Mit diesem Gerät haben Sie Zugang zu einem der leistungsfähigsten Werkzeuge, um Ihren Körper und Ihre Gesundheit stärken.

Der H2Booster erzeugt Wasserstoffgas, Sauerstoff und Elektrisch geladenes Wasser. Dieses Gasgemisch ist auch bekannt als Brown's Gas oder Hydroxy.

Da dieses vollständige Gasgemisch erzeugt wird, können Sie gleichzeitig die Vorteile der einzelnen Komponenten gleichzeitig zu nutzen:

H<sub>2</sub> oder Wasserstoffgas ist das kleinste Molekül, das es gibt. Sie ist und wird daher leicht vom Körper aufgenommen und ist seine positive Arbeit dort.

H<sub>2</sub> wirkt selektiv als Antioxidans und neutralisiert dadurch schädliche Radikale im Körper. Dadurch wird Energie freigesetzt, die der Körper nutzen kann verwenden. Durch die Bindung von H<sub>2</sub> an freie Radikale entsteht Wasser, das wird vom Körper resorbiert.

Wir brauchen O<sub>2</sub> oder Sauerstoffgas für die Verbrennungsprozesse in der Körper. Da der H2Booster zusätzlich zu H<sub>2</sub> auch O<sub>2</sub> produziert und dem Körper zuführt Körper wird es keinen Mangel an Sauerstoff geben, und das ist etwas, das Wasserstoff Therapiegeräte, die nur H<sub>2</sub> produzieren, können auftreten.

Elektrisch geladenes Wasser sind Wassermoleküle (H<sub>2</sub>O), die zusätzliche Elektronen aufgenommen haben absorbiert haben. Dies wird auch als kaltes Plasma bezeichnet. Durch die Inanspruchnahme zusätzlicher Elektronen, gewinnt dieses Wassermolekül mehr Energie als normales Wasser. Diese angereicherten Wassermoleküle kommen zusammen mit dem Browns Gas. Im Körper können diese Elektronen wieder freigesetzt, die freie Radikale neutralisieren, da diese tatsächlich Elektronen fehlen. Und so ist dieser "Wasserdampf" auch führt dem Körper Energie zurück und sorgt für eine bessere Flüssigkeitszufuhr.

### Verwendung des H2Booster Warnung:

Die Wasserstofftherapie durch Brownsches Gas ist in Europa noch relativ unbekannt. die Niederlande. Der H2Booster ist daher (noch) nicht als Medizinprodukt zugelassen. Gerät und seine Verwendung erfolgt daher auf eigene Gefahr. Nun sollte hinzugefügt werden, dass bis heute keine nachteiligen Wirkungen oder Nebenwirkungen bekannt sind, die auf die Verwendung von Wasserstoff oder Browns Gas. Einzige Bemerkung: Personen, bei denen das Immunsystem aus medizinischen Gründen unterdrückt ist, z. B. bei einer Spenderorgane benötigen, müssen sich bei ihrem Arzt oder Therapeuten erkundigen, da der H2Booster das Immunsystem tatsächlich aktiviert. In Japan wird die Wasserstofftherapie bereits in mehr als 1.000 Krankenhäusern und Krankenwagen. Dort werden pro Patient 1.000 bis 1.200 ml Brown'sches Gas verabreicht pro Minute verabreicht wird. Der H2Booster liefert etwa 700 ml pro Minute.



H 2 B O O S T E R

*Boost your life!*

H2Booster

Oostkapelseweg 4

4353 EH Serooskerke

Nederland

Contact

+31 (0)6 538 965 76

info@h2booster.com

www.h2booster.com

### Warnung:

Browns Gas enthält also Wasserstoff und Sauerstoff, was es im Wesentlichen zu grundsätzlich explosiv. Wenn Sie den H2Booster verwenden, sollten Sie daher nicht rauchen und Offene Flammen sollten jederzeit vermieden werden.

Die Produktion des H2Boosters ist jedoch so gering, dass bei normalen Beim Atmen wird der Wasserstoff mit der Umgebungsluft so weit verdünnt, dass in im Körper des Benutzers kein explosives Gemisch entsteht. Dennoch Vorbeugen ist besser als heilen und deshalb: nicht rauchen, wenn man Drogen nimmt! Die einzige wirkliche Gefahr besteht darin, dass eine Flamme auf die Nasenbrille trifft, und die Die letzte Flasche des H2Boosters reißt auf.

Wasserstoff kann auf vier Arten in den Körper gelangen:

- Durch Trinken von wasserstoffreichem Wasser
- Indem sie es einatmen
- Durch Absorption des Gases über die Haut
- Durch die Aufnahme von wasserstoffreichem Wasser über die Haut.

Die effizienteste Methode ist das Einatmen des Wasserstoffgases über den Lunge nehmen Sie dann den meisten Wasserstoff auf und haben die besten therapeutische Wirkung.

Wenn Sie empfindlich auf neue Erfahrungen reagieren oder einen schlechten Gesundheitszustand haben hat, ist es ratsam, vorsichtig zu atmen. Zum Beispiel 5 Minuten für das allererste Mal. Bemerken Sie dann innerhalb einer ein paar Stunden, Sie können es auch etwas länger versuchen, und auch am nächsten Tag. Versuchen Sie es ein wenig länger und am nächsten Tag noch einmal. Wenn sich Ihr Körper verändert und es Ihnen nicht gefällt, sollten Sie es am nächsten Tag erneut versuchen. Es ist ratsam, am nächsten Tag etwas Wasserstoff einzunehmen, vielleicht sogar für eine kürzere Zeit (d. h. eine geringere Menge) sogar etwas kürzer (d. h. eine geringere Dosis) als beim ersten Mal. Eine negative Reaktion ist nicht unbedingt schlecht, sondern ein Zeichen dafür, dass der Wasserstoff etwas tut in Ihrem Körper zu tun, und der Körper gewöhnt sich daran. Möglicherweise ist es eine Entgiftungsreaktion oder eine Heilung, bei der zuerst eine Verschlimmerung auftritt auftritt. Für schwache oder empfindliche Menschen ist es immer empfehlenswert, die beginnen Sie mit dieser Therapie nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Therapeuten verwenden. Sobald sich der Körper an den Wasserstoff gewöhnt hat, gibt es in grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, mehrere Stunden am Tag Wasserstoff zu inhalieren. In Japan ist es bei bestimmten schweren Krankheiten, wie Parkinson oder Krebs, sogar empfohlen, Wasserstoff mindestens 6 Stunden pro Tag zu verwenden.

Wasserstoffgas kann auch über die Haut absorbiert werden. Zu diesem Zweck habe ich enthielt zwei lange Plastikhandschuhe und einige Gummibänder. Wenn Sie Füllen Sie den Handschuh mit Wasserstoffgas und stecken Sie dann den Arm hinein, wobei das Gummiband an der Oberseite des Handschuhs, dann die Der Wasserstoff in diesem Handschuh wird von der Haut absorbiert. Die wichtigsten Dies hat den Vorteil, dass eine viel höhere Konzentration von Wasserstoff an Ort und Stelle verabreicht werden kann, als wenn der Wasserstoff zunächst verdünnt wird wird durch das Einatmen verdünnt und muss über die Lunge und den Blutkreislauf irgendwo im Körper landen. einer Hand oder eines Handgelenks. Dies ist ideal, wenn Sie Probleme mit dem Haut oder einem Arm oder Bein.



H 2 B O O S T E R

*Boost your life!*

H2Booster  
Oostkapelseweg 4  
4353 EH Serooskerke  
Nederland

Contact

+31 (0)6 538 965 76  
info@h2booster.com  
www.h2booster.com

Bei Gelenk- oder Muskelschmerzen in diesen Gliedmaßen können Sie eine Wasserstoffbehandlung an Ort und Stelle durchführen. Beim Tragen den Handschuh, können Sie die Nasenbrille in den Handschuh einführen, hinter dem Gummiband, damit der Handschuh nachgefüllt bleibt.

Seien Sie vorsichtig mit dem Handschuh für offenes Feuer, Rauchen oder sogar Funken von statische Elektrizität! In den USA ist es bereits zweimal vorgekommen, dass eine solche Handschuh explodierte, wahrscheinlich durch einen Funken statischer Elektrizität. Das ist an sich noch nicht gefährlich, aber es gibt einen sehr unangenehmer lauter Knall.

Wasserstoffangereichertes Wasser kann man durch Sprudeln herstellen, dann trinken und das ist sehr positiv für Mund, Rachen und Magen-Darm-Trakt System. Man kann darin zum Beispiel auch ein Fußbad nehmen.

Im Allgemeinen sind die Reaktionen der Menschen sehr positiv! Wasserstoff wird auch für eine schnellere und bessere Erholung nach intensiver sportlicher Betätigung verwendet, zur Verbesserung der Haut und der Blutgefäße, gegen einen Kater oder Übermüdung usw...

#### **Wartung:**

Wenn Sie den H2Booster verwenden, überprüfen Sie den Wasserstand im Maschine, und füllen Sie es gegebenenfalls nach. Sie können den Wasserstand über die schwarze Taste auffüllen. Kappe oben auf dem H2Booster, und Sie können die Trichter vorgesehen.

Die Stahlflasche an der Vorderseite des H2Boosters ist ein Filter und Sie sollten Prüfen Sie ihn bei intensiver Nutzung alle paar Tage und wechseln Sie das Wasser durch sauberes, entmineralisiertes Wasser aus. mit sauberem demineralisiertem Wasser. Das restliche Wasser in dieser Flasche Sie können die Maschine bei Bedarf immer noch gießen. Wenn Sie die Maschine weniger intensiv nutzen, können Sie eine Woche oder länger warten. Die erste Plastikflasche, gleich nach der Stahlflasche, kann auch jede Woche mit sauberen jede Woche mit sauberem entmineralisiertem Wasser. Sie können auch um den Elektrolysebehälter im Gerät aufzufüllen.

Die zweite Plastikflasche können Sie befüllen und als Trinkwasser verwenden. Immer noch Ich empfehle auch hier die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser. So bleibt die Flasche klar und der Sprudelstein schön sauber. Wenn Sie das Wasser aus dem Wasserhahn trinken wollen dieser Flasche ist es ratsam, das Wasser in eine schöne Trinkflasche umzufüllen Flasche und geben Sie frisches, demineralisiertes Wasser. In die Trinkflasche, mit dem nun wasserstoffreichen Wasser, können Sie eventuell etwas keltisches Meersalz zugeben, damit das Wasser nicht völligfrei von Mineralien. Dieser ist in der Tat besser und angenehmer zu trinken. Sie können auch die Sprudelstein aus der zweiten Flasche in eine Flasche mit Trinkwasser Ihrer Wahl, so dass dieses Wasser dann mit Wasserstoff angereichert wird. Dies verleiht ihm ein weiches Geschmack, und es ist sogar besser für Ihre Gesundheit! Zehn bis 15 Minuten Sprudeln ist ausreichend.

Neben dem Nachfüllen des Geräts und dem Wasserwechsel im Flaschen, ist es ratsam, auch die Elektrolyselösung im Gerät selbst. Zu diesem Zweck trennen Sie die Flaschen, einschließlich des Stahlflaschenschlauchs und der Versorgungskabel. Dann schrauben Sie die schwarze Kappe auf der Oberseite des Geräts ab und können Sie das gesamte Gerät kopfüber über das Waschbecken oder die Toilette halten.



H 2 B O O S T E R

*Boost your life!*

H2Booster

Oostkapelseweg 4

4353 EH Serooskerke

Nederland

Contact

+31 (0)6 538 965 76

info@h2booster.com

www.h2booster.com

Vorsicht, die Flüssigkeit aus dem Gerät ist alkalisch und daher ätzend! Nach dem Entleeren können Sie das Gerät ein- oder zweimal mit normalem Leitungswasser ausspülen mit normalem Leitungswasser. Stellen Sie dann eine neue Elektrolytlösung her, wie im Abschnitt Installation. Verwenden Sie dazu das weiße Granulat, das in das weiße Gefäß. Nehmen Sie etwa 22 Gramm Ätznatron-Granulat (das ist etwa die Menge, die in den mitgelieferten blauen Becher passt). Lösen Sie diese in einem halben Liter entmineralisiertem Wasser auf. Dies wird leicht sein warm. Wenn die Natronlauge gut aufgelöst ist, können Sie sie in die H2Booster, dann mit entmineralisiertem Wasser auffüllen die obere Linie auf dem Schauglas.

### Einstellen der Anzeige am H2Booster DeLuxe

Der H2Booster DeLuxe verfügt über ein digitales Display, mit dem die Produktion der Brown'schen Gasmenge angepasst werden kann. Diese ist besonders wichtig bei Kindern oder bei längerem Gebrauch. Kinder und kleinere Menschen atmen weniger, und das ist auch gut so um auch die Produktion ein wenig zu senken, empfehle ich etwa 40% um damit zu beginnen. Mit einer verlängerten Sitzung des Wasserstofftherapie, können Sie auch den H2Booster für die ersten 10 Tage verwenden. Minuten, um den H2Booster auf 99% einzustellen und dann die Produktion auf etwa 20% zu reduzieren. wieder auf etwa 20 % gesunken. Nach den ersten 10 Minuten ist der Körper bereits gesättigt mit Wasserstoff und Sie müssen nur das hinzufügen, was der Körper zu diesem Zeitpunkt verbraucht Körper zu diesem Zeitpunkt verwendet. Das hat den Vorteil, dass Sie den H2Booster nachfüllen müssen der H2Booster muss seltener nachgefüllt werden, verbraucht weniger Energie und verbraucht auf diese Weise weniger Energie und wird weniger heiß.

**Uns bleibt nur zu sagen: viel Spaß und positive Erfahrungen mit dem H2Booster!**

**Boost your life!**



H 2 B O O S T E R

*Boost your life!*

H2Booster  
Oostkapelseweg 4  
4353 EH Serooskerke  
Nederland

Contact

+31 (0)6 538 965 76  
info@h2booster.com  
www.h2booster.com